



Tourniquet Úsáid Aonair Treoracha úsáide



 asephhealthcare.com



1 Peel chun greamachán a nochtadh



2 Téigh timpeall lámh lámh chlóite suas



3 Teannas dhá lámh



4 Teannas dhá lámh



5 Athshuiteáil (más gá) - Scaoil an stiall ar shiúl agus cuir an teannas riachtanach ar an stiall ghreamaitheach ina áit



6 Tournistrip a dhiúscairt sa bhosca bruscair cliniciúil